





## 機能の流れ

- 本装置を起動すると、本機能のメニュー画面（タッチパネル）を自動表示します。
- タッチパネルの検査登録画面をタッチします。
- 当日検査リストボタンをタッチすると、当日の検査予約を表示します。
- 検査リストから今回の患者を選択します。
- 患者を確認し、検査記述を選択します。
- 登録ボタンをタッチし、検査を開始します。
- キー画像に対して、トリガボタンを押すと、画像を取得します。
- 検査終了ボタンをタッチすると、取得した全ての画像をDICOM変換し、画像サーバに送信します。

## 開発元・販売店



株式会社ビットストロング 画像営業部

e-Mail: [imaging@bitstrong.com](mailto:imaging@bitstrong.com)

TEL: 03-5822-5344 FAX: 03-5687-8355

URL: <http://www.bitstrong.com>

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町 3-27-1 大洋ビル 5階 502・503号室