


## 箱詰め検査システム

箱詰め検査システム検査機能——容器の抜き出し、乗り上げ、仕切り有無検査はもちろん、容器破損、異物検査、仕切り折り、仕切り一部抜き出しなどの検査機能が実現されます。その上、同時に事務所からの遠隔監視機能も実現されます。




### ■ システム構成

「箱詰め検査システム」はハードウェア部分とソフトウェア部分によって構成される。


ハードウェアは PC2 台、外付けハードディスク 2 台、ネットケーブル 1 本と CCD カメラ 2 台、赤外線フィルタ、拡散板、赤外線照明、光電管、中継端子台で構成される。ソフトウェアには独自の箱詰め検査システムと箱詰め管理システムで構成される。

### 「箱詰め検査システム」の検査項目

- 入り数検査
- 乗り上げ検査
- 抜き出し検査
- 破損検査
- 異物検査
- 仕切り検査




NG



OK

「箱詰め検査システム」は伝統検査システムと比較し、以下の新規性・優秀性がある。

- 電子製品なので故障が少なく作業現場設置が簡単
- 検査装置のコンパクト性が高く作業静音化
- 安定性が高く、検査処理のスピードが速い
- 品種ごとの設定・調整し易く、検査項目、内容のカスタマイズが可能



( システムフローチャート )



株式会社ビットストロング 画像営業部

e-Mail : [imaging@bitstrong.com](mailto:imaging@bitstrong.com)

TEL : 03-5822-5344 FAX : 03-5687-8355

URL : <http://www.bitstrong.com>

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-27-1 大洋ビル5階502・503号室