

血液モニター *ImageInspect*


テレビ、健康雑誌などで話題！ 血液サラサラ度モニター

これまでの血液検査では、患者から採取した血液を染色する手間がかかり検査に時間がかかりました。しかもこの方法では、死滅した血液細胞を見ることになり、生体である患者の健康状態や細胞の状態などを正しく把握することが難しかったのです。

この問題を解決するのが、BitStrong が提供する【血液モニター ImageInspect】です

【血液モニター ImageInspect】：製品の特徴

- 【インフォームドコンセンス】患者に対してドクターが血液細胞の画像を見せながら説明できます。
- 【リアルタイム表示機能】血液細胞の染色の手間が省かれ、生きた血液細胞の画像を表示できます。
- 【鮮明な画像表示】各種のデジタル顕微鏡に対応できます。
- 【簡単なピント調整機能】ピントあわせが簡単で、どなたでもすぐ観察可能です。
- 【油浸観察の手間が不要】油浸の必要がなく油に浸す手間が省けます。
- 【モニタリング性能】TVモニター（ビデオ出力）・PCディスプレイ（パソコン出力）で画像観察が可能です。
- 【シンプルな編集機能搭載】パソコンで画像を簡単に表示・編集・管理できます。
 - ◇ 動画・静止画をワンタッチで取り込み。
 - ◇ 保存データのフォルダの一覧表機能。
 - ◇ 取込画像を画面下部に自動サムネイル表示。
 - ◇ サムネイル画像をクリックして、メイン画面に自動表示。
 - ◇ 動画・静止画の区別を意識することなく保存・表示。
 - ◇ クリックひとつで保存画像の編集・再生。
 - ◇ 複数画像の比較機能（下図参考）。
 - ◇ マウスだけでシンプル操作。
 - ◇ キャプチャファイル形式・動画 AVI、静止画 BMP、JPEG など。
 - ◇ レポート印刷機能付き。



※参考オプション例

その他、各種オプションシステムがございます。詳しくはご連絡ください。

なお、機器設置、カスタマイズは別料金となっております。



■ 価格

【血液モニター ImageInspect】システムソフトウェア：オープン価格
※PC、デジタル顕微鏡、モニター、ディスプレイなどはオプションとなっております。
※インストールやカスタマイズは別途費用となります。



株式会社ビットストロング

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-27-1 大洋ビル5階502-503号室

TEL：03-5822-5344 FAX：03-5687-8355

www.bitstrong.com