

DicomStrong DataTransferEasy

画像サーバー (PACS) の更新時に必要となる、既存 PACS から新 PACS への DICOM 画像の移行を行うツールソフトです。

基本機能

- 移行対象を撮影装置種別や検査日付の期間指定等で絞り込む事や、移行順番を制御する事が可能です。
- 運用変更に伴った DICOM タグの情報変換や、既存 PACS から新 PACS への統合移行についても対応可能です。
- 病院様にデータ移行制御機を導入させて頂き、移行開始前に既存 PACS の検査一覧を取得する作業を行い、指定の順番 (検査日昇順・降順等) で、既存 PACS から新 PACS へ画像転送指示を発行します。稼動状況の確認を月次で行い、終了時に双方の PACS について検査毎にイメージ枚数の比較作業を行います。
- DICOM タグの変換を行う場合は、データ移行制御機で DICOM 画像のタグ情報を変換して、新 PACS へ DICOM 画像転送を行います。以下のタグ情報変換ができます。
 - 【患者 ID】: 固定桁へのゼロ埋め、ゼロ除去、
「-」(ハイフン) 追加・除去、
 - 【患者名】: カタカナからローマ字へ統一変換、
HIS 患者マスタの適用 (電子カルテ導入時等)
 - 【その他】: プライベートタグの除去
- 転送履歴を XLS ファイルに保存が可能です。
病院様のご要望・運用に応じてカスタマイズにて対応可能です。



株式会社ビットストロング

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-27-1 大洋ビル5階502・503号室

TEL : 03-5822-5344 FAX : 03-5687-8355

URL : <http://www.bitstrong.com>

e-Mail : product@bitstrong.com